

抗Kpna6ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O60684

商品番号: CM0025467



前書き

ヒトインポーチンサブユニットα-7 (KPNA6) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応し、核内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA6 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	IPOA7; KPNA6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23633
GeneID	23633
免疫原	ヒトKPNA6の277-536アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_036448.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O60684
タンパク質重量	60kDa
配送	アイスバッグ