

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Kpnb1 ウサギモノクローナル抗体 - Q14974

商品番号: CM0007710



前書き

本KPNB1

ウサギモノクローナル抗体（Q14974）は、ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。インポーチンβ-1を介した核移入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNB1 ウサギmAb
別名	IMBI; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3837
遺伝子ID	3837
免疫原	ヒトKPNB1 (NP_002256.2) のアミノ酸300～400番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14974
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤