

Anti-Kras+Hras+Nras

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） -

P01111/P01112/P01116

商品番号: CM0007717



前書き

KRAS、HRAS、およびNRASを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。RAS-MAPKシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb
備考/別名	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
免疫原	合成ペプチド ヒト Ras (P01111) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01111/P01112/P01116
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ