

Wb、Elisa用 Anti-Krbox4 ポリクローナル抗体 - Q5Juw0

商品番号: CM0017238

前書き

KRBOX4 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAにより、ヒト、マウス、ラットのKRABドメイン含有タンパク質4（ZNF673、KRABD4）を検出します。ペプチド免疫原で検証済み、予測分子量20kDa、クロマチンおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRBOX4 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF673; KRBOX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55634
GeneID	55634
免疫原	ヒトKRBOX4 (NP_060246.2) のアミノ酸100からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5JUW0
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバッグ