


Anti-Krr1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q13601

商品番号: CM0026006



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用KRR1ウサギポリクローナル抗体。リボソーム生合成に関与する小サブユニットプロセソーム構成因子を標的とします。ヒト、マウス、ラットで検証済み。核小体およびrRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRR1ウサギpAb
備考/別名	HRB2; RIP-1; KRR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11103
免疫原	ヒトKRR1 (NP_008974.5) のアミノ酸1-381に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13601
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスパック