


WbおよびElisa用Anti-Krt10ウサギポリクローナル抗体 - P13645

商品番号: CM0024753



前書き

ヒトケラチン10（KRT10/CK10）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。中間径フィラメント、表皮分化、およびケラチノサイト生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRT10 Rabbit pAb
備考/別名	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; KRT10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3858
遺伝子ID	3858
免疫原	ヒトKRT10の合成ペプチド (aa 350-460, NP_000412.3)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13645
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ