

Wb、If/Icc、Elisa用抗Krt3ポリクローナル抗体 - P12035

商品番号: CM0013853

前書き

KRT12と結合する角膜上皮特異的II型ケラチンであるヒトKRT3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。中間径フィラメントネットワークおよび角膜ジストロフィーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗KRT3ポリクローナル抗体
備考/別名	K3; CK3; MECD2; KRT3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3850
GeneID	3850
免疫原	ヒトKRT3 (NP_476429.2) のアミノ酸230～390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12035
タンパク質分子量	64kDa
配送	保冷バッグ