

Anti-Krt80 ウサギポリクローナル抗体（If/Icc, If-P, Elisa用） - Q6Kb66

商品番号: CM0027833

前書き

ヒトケラチン80（KRT80）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ケラチン中間フィラメントのダイナミクスと組織特異的発現を調査しましょう。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRT80 ウサギ pAb
備考/別名	KB20; KRT80
種	ヒト
GeneID (ヒト)	144501
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKRT80 (NP_872313.2) のアミノ酸242-452に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q6KB66
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ