

Anti-Krt81 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14533

商品番号: CM0030747

前書き

ヒトKRT81（ケラチン-81）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに最適です。毛髪ケラチン中間フィラメントの研究に理想的であり、ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRT81 ウサギ pRe
備考/別名	HB1; K81; Hb-1; KRTHB1; MLN137; ghHkb1; hHAKB2-1; KRT81
種	ヒト
遺伝子ID	3887
免疫原	ヒトKRT81（NP_002272.2）のアミノ酸350-450領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
ポリクローナル抗体	
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14533
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスパック