

Anti-Ksr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivt5

商品番号: CM0015755



前書き

ヒトKSR1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのKSR1を認識します。MAPKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KSR1 Rabbit pAb
備考/別名	KSR; RSU2; KSR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8844
GeneID	8844
免疫原	ヒトKSR1 (NP_055053.1) のアミノ酸320-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IVT5
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋