

Wb・Elisa用抗Ktn1ポリクローナル抗体 - Q86Up2

商品番号: CM0013209

前書き

ヒトKTN1（キネクチン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。キネシン駆動性小胞運動、インテグリン接着、小胞体膜生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KTN1 ウサギ pAb
備考／別名	CGI; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3895
GeneID	3895
免疫原	合成ペプチド ヒトKTN1（NP_001072989.1）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UP2
タンパク質分子量	156kDa
発送方法	氷袋梱包