

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ku70ウサギモノクローナル抗体 - P12956

商品番号: CM0002079



前書き

ヒトKu70 (XRCC6)

に対するウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに使用できます。マウスおよびラットとの交差反応性があります。DNA二本鎖切断修復およびNHEJ経路研究のための重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ku70 ウサギmAb
備考/別名	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2547
免疫原	ヒトKu70 (P12956) のアミノ酸500-609に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12956
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ