

抗Ku70ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P12956

商品番号: CM0015544



前書き

ヒトKu70 (XRCC6)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA修復研究やアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

項目	詳細
製品名	Ku70 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2547
GeneID	2547
免疫原	ヒトKu70のアミノ酸408-609の配列に対応する合成ペプチド (NP_001460.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12956
タンパク質重量	70kDa
配送	アイスバッグ