

ウェスタンブロッティング、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用

抗Ku70ウサギポリクローナル抗体 - P12956

商品番号: CM0026912



前書き

ヒトKu70 (XRCC6)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があります。DNA損傷修復およびNHEJ経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ku70 ウサギ pAb
備考/別名	ML8; KU70; TLAA; CTCBF; G22P1; Ku70
種	ヒト
遺伝子ID	2547 (ヒト)
免疫原	ヒトKu70 (NP_001460.1)のアミノ酸501-600に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12956
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷剤付き