

Elisa、If/Icc、Ihc-P、Ip、Wb用 Anti-Ku80 モノクローナル抗体 - P13010

商品番号: CM0005433



前書き

ヒトKu80

(XRCC5)に対する組換えウサギモノクローナル抗体。

WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。NHEJ、DNA修復、テロメア維持研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] Ku80 ウサギmAb
備考/別名	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7520
遺伝子ID	7520
免疫原	ヒトKu80 (NP_066964.1)のアミノ酸543-732に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13010
タンパク質分子量	83 kDa
配送	保冷バッグ