

## Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Ku80ポリクローナル抗体 - P27641

商品番号: CM0022098

### 前書き

マウスKu80を標的とするウサギポリクローナル抗体。  
。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。DNA修復およびテロメア研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | Ku80ウサギpAb                                           |
| 備考/別名      | Ku80; Ku86; CTC85; CTCBF                             |
| 種          | マウス                                                  |
| GeneID（ヒト） | 7520                                                 |
| GeneID     | 22596                                                |
| 免疫原        | マウスKu80（NP_033559.2）のアミノ酸543～732に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                               |
| SWISS      | P27641                                               |
| タンパク質分子量   | 83kDa                                                |
| 配送         | 保冷バッグ                                                |