


Anti-Ku80ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - P13010

商品番号: CM0028570



前書き

ヒトKu80（XRCC5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。83kDaのバンドを検出します。DNA修復、NHEJ、およびテロメア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ku80 Rabbit pAb
備考/別名	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7520
遺伝子ID	7520
免疫原	ヒトKu80（NP_066964.1）のアミノ酸543-732に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13010
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋