

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Ku80ウサギモノクローナル抗体 - P13010

商品番号: CM0002787



前書き

ヒトサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証済みのKu80ウサギモノクローナル抗体。NHEJおよびV(D)J組換え研究のためのDNA修復タンパク質Ku80 / XRCC5を標的とします。CamelBio社提供の体外診断用医薬品（IVD）原料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ku80ウサギmAb
備考/別名	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
種	ヒト
GeneID	7520
免疫原	ヒトKu80（P13010）のアミノ酸633-732に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13010
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ