

Wb、Elisa用抗Kynuモノクローナル抗体 - Q16719

商品番号: CM0004198



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、トリプトファン代謝の重要な酵素であるヒトキヌレニナーゼ（KYNU）を標的としています。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、免疫原は組換えタンパク質由来です。交差反応性：ヒト。34 kDaおよび52 kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KYNU Rabbit mAb
備考/別名	KYNU; KYNUU; kynureninase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8942
GeneID	8942
免疫原	ヒトKYNU (NP_003928.1) のアミノ酸1-465に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16719
タンパク質分子量	34kDa/52kDa
配送	氷袋