

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Kynu ウサギポリクローナル抗体 - Q16719

商品番号: CM0027914



前書き

ヒトKYNU（キヌレニナーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。トリプトファン代謝および神経生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KYNU ウサギ pAb
備考/別名	KYNUU; VCRL2; KYNU
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8942
GeneID	8942
免疫原	ヒトKYNU（NP_001028170.1）のアミノ酸1-307に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16719
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ