


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-L-Plastin/Lcp1 モノクローナル抗体 - P13796

商品番号: CM0011135



前書き

ヒトL-Plastin/LCP1（Plastin-2）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。T細胞活性化、アクチン細胞骨格、免疫細胞機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L-Plastin/LCP1 ウサギ mAb
備考/別名	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3936
遺伝子ID	3936
免疫原	ヒトL-Plastin/LCP1（P13796）のアミノ酸528-627に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13796
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ