


抗L-Plastin/Lcp1ポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P13796

商品番号: CM0030189



前書き

ヒトL-Plastin/LCP1（Plastin-2、LCP-1）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。免疫学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L-Plastin/LCP1 ウサギ pAb
備考／別名	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN; L-Plastin/LCP1
対象種	ヒト
GeneID	3936
免疫原	ヒトL-Plastin/LCP1（NP_002289.2）のアミノ酸1-270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13796
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	保冷剤