

Anti-L1R ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8V4Z7

商品番号: CM0027628

前書き

サル痘ウイルスL1Rタンパク質（Zaire-96-I-16株）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、免疫原となった株と交差反応性を示します。サル痘研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	L1R Rabbit pAb
由来種	サル痘ウイルス Zaire-96-I-16
GeneID	928938
免疫原	サル痘ウイルスZaire-96-I-16 L1R（NP_536512.1）のアミノ酸1-152番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	サル痘ウイルス Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	氷袋梱包