

Wb、Elisa用 Anti-L2Hgdh ポリクローナル抗体 - Q9H9P8

商品番号: CM0027231

前書き

ヒトL2HGDH（L-2-ヒドロキシグルタル酸デヒドロゲナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応。ミトコンドリア代謝および疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L2HGDH ウサギ pAb
備考／別名	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
種	ヒト
遺伝子ID	79944
免疫原	ヒトL2HGDH（NP_079160.1）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H9P8
タンパク質分子量	50kDa
輸送	氷袋