


抗L3Mbt11ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - Q9Y468

商品番号: CM0029729



前書き

この抗L3MBTL1ウサギポリクローナル抗体は、IF/IC CおよびELISA用に検証済みです。ヒストンメチル化認識を介して転写を抑制するポリコム群クロマチン制御因子であるヒトL3MBTL1を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L3MBTL1 ウサギpAb
備考/別名	L3MBTL; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dJ138B7.3; L3MBTL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26013
免疫原	ヒトL3MBTL1の533-772アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_056293.4)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y468
タンパク質重量	92kDa
配送	アイスバッグ