


WbおよびElisa用 Anti-Lactb ポリクローナル抗体 - P83111

商品番号: CM0030165



前書き

ヒトLACTB（ミトコンドリアプロテアーゼおよび腫瘍抑制因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに推奨。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。ミトコンドリア生物学および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LACTB Rabbit pAb
備考/別名	G24; MRPL56; LACTB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114294
GeneID	114294
免疫原	ヒトLACTB (NP_116246.2) のアミノ酸120-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P83111
タンパク質分子量	61kDa
輸送	保冷バッグ