

Anti-Lactb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P83111

商品番号: CM0023935



前書き

Anti-LACTB Rabbit Polyclonal Antibody (P83111) validated for WB and ELISA with human, mouse, rat reactivity. Targets mitochondrial serine protease and tumor suppressor LACTB; ideal for cancer and metabolism research.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LACTB Rabbit pAb
備考/別名	LACTB; G24; MRPL56; lactamase beta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114294
免疫原	ヒトLACTB (NP_116246.2) のアミノ酸116-255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P83111
タンパク質分子量	41kDa/60kDa
配送	氷袋