

抗ラジニン-1 (Lad1) ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - O00515

商品番号: CM0021690

前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISA用にバリデーション済みのLAD1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。基底膜および細胞外マトリックスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAD1 ウサギ pAb
備考/別名	LadA; LAD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3898
GeneID	3898
免疫原	ヒトLAD1のアミノ酸40-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005549.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00515
タンパク質重量	57kDa
配送	アイスバッグ