

Wb・Elisa用抗Lair1ウサギポリクローナル抗体 - Q6Gtx8

商品番号: CM0017448



前書き

ヒトLAIR1（CD305）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。NK細胞、B細胞、T細胞上の抑制性免疫受容体を標的としており、免疫学・がん研究の用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAIR1 ウサギpAb
別名	CD305; LAIR-1; LAIR1
反応種	ヒト
遺伝子ID	3903
免疫原	ヒトLAIR1（NP_002278.2）のアミノ酸22～163番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q6GTX8
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤