

Wb、If-P、Elisa用 抗Lair2 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Iss4

商品番号: CM0014654

前書き

ヒトLAIR2（CD306）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。白血球および免疫受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAIR2 Rabbit pAb
備考/別名	CD306; LAIR2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3904
GeneID	3904
免疫原	ヒトLAIR2（NP_002279.2）のアミノ酸22～120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ISS4
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	氷袋