


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Lalbaポリクローナル抗体 - P00709

商品番号: CM0027115



前書き

ヒトLALBA (α-ラクトアルブミン) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ラクトースシンターゼの研究および乳腺生物学に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LALBA Rabbit pAb
備考/エイリアス	LYZG; HAMLET; LALBA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3906
GeneID	3906
免疫原	ヒトLALBA (NP_002280.1) のアミノ酸20-142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P00709
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋