

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Lama4 ウサギポリクローナル抗体 - Q16363

商品番号: CM0014269

前書き

LAMA4

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションにおいて、ヒトラミニンサブユニット α -4 (203kDa) を特異的に検出します。ラミニンを介した細胞接着、胚発生、基底膜生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMA4 ウサギ pAb
備考/別名	LAMA3; CMD1JJ; LAMA4*-1; LAMA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3910
GeneID	3910
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16363
タンパク質分子量	203kDa
発送	保冷バッグ