

Wb、Elisa用抗Lamb3ウサギポリクローナル抗体 - Q13751

商品番号: CM0013247

前書き

ヒトおよびラットとの反応性が確認された、WBおよびELISA用LAMB3ウサギポリクローナル抗体（pAb）。細胞接着に関与する基底膜糖タンパク質であるラミニンサブユニットベータ3を標的とします。細胞外マトリックス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMB3ウサギpAb
備考/別名	AIIA; LAM5; JEB1A; JEB1B; LAMNB1; BM600-125KDA; LAMB3
種	ヒト
Gene ID	3914
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLAMB3（NP_000219.2）の762～1004番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13751
タンパク質重量	130kDa
配送	保冷バッグ