

Anti-Lamc1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P11047

商品番号: CM0006376



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証されたLAMC1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。

LAMC1（ラミニンサブユニットガンマ-1）は、細胞接着および基底膜の形成に関与しています。発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMC1 Rabbit mAb
備考/別名	LAMB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3915
GeneID	3915
免疫原	ヒト LAMC1 (NP_002284.3) のアミノ酸1030-1275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11047
タンパク質分子量	178kDa
配送	アイスバッグ