

Wb、Ihc-PおよびElisa用抗Lamc1ウサギポリクローナル抗体 - P11047

商品番号: CM0013635



前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質抗LAMC1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのラミニンガンマ1サブユニットと反応します。細胞外マトリックスおよび基底膜研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMC1 Rabbit pAb
備考/別名	LAMB2; LAMC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3915
GeneID	3915
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11047
タンパク質分子量	178kDa
輸送方法	保冷剤