

Wb、If/Icc、Elisa用抗Lamc2モノクローナル抗体 - Q13753

商品番号: CM0011330

前書き

LAMC2ウサギmAbは、WB、IF/ICC、ELISAにおいてヒトラミニンサブユニットγ-2を特異的に検出します。131kDaのバンドを示す組換えモノクローナル抗体です。細胞外マトリックスおよび細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMC2ウサギmAb
備考／別名	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3918
遺伝子ID	3918
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLAMC2 (NP_005553.2) のアミノ酸746～860に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13753
タンパク質分子量	131kDa
輸送	保冷バッグ