

Anti-Lamc2 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa対応） - Q13753

商品番号: CM0020752

前書き

ウサギ由来Anti-

LAMC2ポリクローナル抗体。Western

blot、IF/ICC、IF-

P、ELISAに対応し、ヒト、マウス、ラットに反応し

ます。標的はラミニンサブユニットγ2（Laminin

subunit gamma-

2）で、細胞接着と細胞遊走に関与する基底膜の構成成分です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMC2 Rabbit pAb
備考／別名	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
対象種	ヒト
GeneID	3918
免疫原	ヒトLAMC2（NP_005553.2）のアミノ酸746～860番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13753
タンパク質分子量	131kDa
輸送方法	保冷剤