

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Lamin A/C モノクローナル抗体 - P02545

商品番号: CM0002316



前書き

[KO検証済] Lamin

A/Cを標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。核ラミナ、ラミノパチー、細胞老化の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] Lamin A/C ウサギ mAb
備考/別名	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDPI; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4000
GeneID	4000
免疫原	ヒトLamin A/C (NP_733821.1)のアミノ酸403-572に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02545
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷剤（氷袋）