

Wb、If/Icc、Ihc-P、Chip、Elisa用抗Lamin A/Cポリクローナル抗体 - P02545

商品番号: CM0017205



前書き

ヒトLamin A/C (74 kDa、P02545) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のLamin A/Cを検出します。核ラミナおよびラミノパチー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lamin A/C ウサギpAb
備考／別名	FPL ; IDC ; LFP ; CDDC ; EMD2 ; FPLD ; HGPS ; LDP1 ; LMN1 ; LMNC ; MADA ; PRO1 ; CDCD1 ; CMD1A ; FPLD2 ; LMNL1 ; CMT2B1 ; LGMD1B ; Lamin A/C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4000
GeneID	4000
免疫原	ヒトLamin A/C (NP_733821.1) のアミノ酸400～500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02545
タンパク質分子量	74 kDa
発送方法	保冷バッグ