

抗Lamin A/Cポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa用) - P02545

商品番号: CM0016934



前書き

ヒトLamin

A/Cを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫細胞化学、免疫組織化学、クロマチン免疫沈降、およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの種を認識します。核ラミナ構造、染色体ダイナミクス、およびラミノパチー（核ラミン関連疾患）メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lamin A/C Rabbit pAb
備考/別名	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDPI; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4000
遺伝子ID	4000
免疫原	ヒトLamin A/Cのアミノ酸403-572に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_733821.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02545
タンパク質重量	74 kDa
配送	アイスバッグ