


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用 抗Lamin B1 ポリクローナル抗体 - P20700

商品番号: CM0023094



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPアプリケーションで検証済みのLamin

B1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのLamin

B1を検出。核ラミナ構造とクロマチン組織の研究に最適。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	Lamin B1 ウサギ pAb
備考/別名	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4001
遺伝子ID	4001
免疫原	ヒトLamin B1 (NP_005564.1) のアミノ酸397-586に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20700
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ