


抗ラミンB2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q03252

商品番号: CM0025878



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来抗ラミンB2ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのラミンB2（70

kDa）を認識し、核膜ラミナおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ名	値
製品名	Lamin B2 Rabbit pAb
備考／別名	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84823
GeneID	84823
免疫原	ヒトLamin B2 (NP_116126.3) のアミノ酸341～620番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03252
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	氷袋