

抗ラミニンB1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P07942

商品番号: CM0011110



前書き

ヒトラミニンβ1に対するウサギモノクローナル抗体。
ウェスタンブロット、免疫細胞化学/免疫蛍光、ELISA
に適用可能。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞外マトリックスおよび基底膜の研究における使用として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Laminin beta 1 Rabbit mAb
備考/別名	CLM; LIS5; Laminin beta 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3912
遺伝子ID	3912
免疫原	合成ペプチド ヒトラミニンβ1 (P07942) のアミノ酸1687-1786領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07942
タンパク質分子量	198kDa
配送	アイスパック