

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用アンチラミニンウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

商品番号: CM0025620

前書き

ラミニンサブユニットガンマ-3およびその他のラミニン鎖を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで反応性を示し、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。細胞外マトリックスおよび基底膜の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Laminin Rabbit pAb
備考/別名	ARP; Arp1; ARL18
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
遺伝子ID	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
免疫原	ヒトラミニンの組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
タンパク質分子量	171kDa/337kDa/344kDa/198kDa/196kDa/178kDa
配送	氷袋