


フローサイトメトリー用Anti-Lamp1/Cd107Aモノクローナル抗体 - P11279

商品番号: CM0008531



前書き

細胞内フローサイトメトリー用に検証されたRabbit anti-Human

LAMP1/CD107aモノクローナル抗体。オートファジーおよびNK細胞傷害活性に関与するリソソーム膜糖タンパク質を標的とします。組換え免疫原（aa 29-382）、UniProt P11279、分子量約38-45 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human LAMP1/CD107a mAb
備考/別名	LAMPA; CD107a; LGP120
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3916
GeneID	3916
免疫原	ヒトLAMP1/CD107aのアミノ酸29-382（NP_005552.3）に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11279
タンパク質分子量	38kDa/45kDa
配送	アイスバッグ