

## Anti-Lamp1/Cd107A モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P11438

商品番号: CM0012669



## 前書き

マウスLAMP1/CD107aを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光およびフローサイトメトリーで検証済み。リソソーム生物学、オートファジー、およびNK細胞細胞傷害活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a mAb                             |
| 備考/別名      | P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120                      |
| 種          | マウス                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3916                                                           |
| 遺伝子ID      | 16783                                                          |
| 免疫原        | マウスLAMP1/CD107a (NP_034814.2) のアミノ酸208-363に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                            |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                      |
| アプリケーション   | IF/ICC, FC                                                     |
| 交差反応性      | マウス                                                            |
| SWISS      | P11438                                                         |
| タンパク質分子量   | 43kDa                                                          |
| 配送         | アイスバッグ                                                         |