


Wb、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa用 Anti-Lamp1/Cd107A モノクローナル抗体 - P11279

商品番号: CM0006711



前書き

ヒトLAMP1/CD107aを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISAで検証済み。リソソーム、オートファジー、NK細胞細胞傷害性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] LAMP1/CD107a ウサギmAb
備考/別名	LAMPA; CD107a; LGP120
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3916
GeneID	3916
免疫原	ヒトLAMP1/CD107a (NP_005552.3) のアミノ酸29-382に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、FC (細胞内)、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11279
タンパク質分子量	38kDa/45kDa
発送	保冷剤