

Anti-Lamp1/Cd107A Rabbit Polymab® For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11438/P11279

商品番号: CM0006795



前書き

ヒト/マウスLAMP1/CD107aに対するKD検証済みのウサギ多型モノクローナル抗体（WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用）。リソソームの生物発生およびNK細胞傷害活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] LAMP1/CD107a Rabbit PolymAb®
備考/別名	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	3916
GeneID (マウス)	16783
免疫原	ヒト/マウスCD107aの組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11438/P11279
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ