

Anti-Lamp2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P13473

商品番号: CM0022922



前書き

ヒトLAMP2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスと交差反応します。リソソーム生合成、オートファジー、MH CクラスII提示研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMP2 Rabbit pAb
別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3920
GeneID	3920
免疫原	ヒトLAMP2 (NP_002285.1) のアミノ酸29～375番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13473
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤