

抗Lamp2ポリクローナル抗体（Ko検証済）Wb、Ihc-P、Elisa用 - P13473

商品番号: CM0015401



前書き

LAMP2（CD107b）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸残基29 - 375）。オートファジー、リソソーム、シャペロン媒介オートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] LAMP2 ウサギpAb
別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
種	ヒト
遺伝子ID	3920
免疫原	ヒトLAMP2（NP_002285.1）のアミノ酸29～375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13473
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤